

# Produtos de higiene

Cuidados muito específicos para peles muito delicadas

Uma gama de produtos adequados às rotinas de higiene e especialmente concebidos para a pele sensível do idoso. Testados dermatologicamente, os produtos de higiene TENA:

- limpam suavemente a pele delicada
- ajudam a restabelecer o equilíbrio natural da pele
- protegem a pele sensível, evitando danos adicionais
- promovem a saúde e dignidade do idoso

Higiene	Produto Aconselhado
Higiene Matinal	TENA Wash Cream (3-em-1)
	TENA Soft Wipe (pano de limpeza descartável)
Muda da Fralda	TENA Wet Wipe (toallete húmido)
Muda da Fralda com Fezes	TENA Wash Cream (3-em-1)
	TENA Soft Wipe (pano de limpeza descartável)
Banho ou Higiene com Água	TENA Shampoo & Shower
Protecção da Pele em Zonas fragilizadas	TENA Zinc Cream
Hidratação	TENA Skin Lotion ou TENA Skin Care Oil



Designação	Tamanho	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Wash Cream	250ml	00 20 58	611 41 08	-	10
	500ml	00 20 60	611 41 16	-	10
	1000ml	00 20 61	611 41 24	-	6
TENA Wet Wipe	32x20cm	00 25 18	614 44 85	48	12
TENA Soft Wipe	19x30cm	74 07 00	611 41 65	135	8
TENA Cellduck	25x26cm	74 40 00	611 41 73	200	8
TENA Wash Glove	16x25cm (s/PE)	74 04 00	611 41 99	200	8
	17x25cm (c/PE)	74 05 00	611 42 07	175	6
TENA Zinc Cream	100ml	00 19 78	611 42 15	-	10
TENA Barrier Cream	150ml	00 19 80	611 42 23	-	10
TENA Skin Care Oil	250ml	00 19 82	611 42 31	-	10
TENA Oil Spray	200ml	00 19 84	611 42 56	-	10
TENA Skin Lotion	250ml	00 19 68	611 42 72	-	10
	500ml	00 19 72	611 42 64	-	10
TENA Skin Cream	150ml	00 19 76	611 42 49	-	10
TENA Shampoo & Shower	500ml	00 19 92	611 42 98	-	10
TENA Liquid Soap	500ml	00 19 90	611 42 80	-	10

Publicidade a dispositivos médicos. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização.

# Guia de Selecção TENA

GRAUS DE ABSORÇÃO	Lady	Men	Silhouette	Pants	Flex	Slip	Comfort
1	MINI MAGIC						
2	ULTRA MINI PLUS						
3	MINI						
4	NORMAL	LEVEL 1					
5	EXTRA	LEVEL 2					
6	SUPER			DISCREET (M, L)			NORMAL
7	MAXI		SILHOUETTE (M, L)				
8				PLUS (S, M, L, XL)	PLUS (S, M, L, XL)	PLUS (XS, S, M, L)	PLUS
9							EXTRA
10				SUPER (S, M, L)	SUPER (S, M, L, XL)	PLUS (S, M, L)	SUPER
11				MAXI (M, L)	MAXI (S, M, L, XL)	MAXI (S, M, L)	MAXI

@ Visite o mundo TENA em [www.TENA.pt](http://www.TENA.pt) para novidades em produtos e serviços, informações, recomendações e comunicar connosco.

☎ n° 218 985 124 Para quaisquer informações adicionais, contacte-nos.



## Gama TENA

A protecção para todas as necessidades

clo Life Porque os nossos produtos tornam a vida mais fácil para Si e para milhões de pessoas em todo o mundo. Porque os nossos recursos e a forma como trabalhamos são partes naturais do ciclo de vida global. E porque nos preocupamos.



[www.TENA.pt](http://www.TENA.pt)



# TENA Lady

Desenhados para máxima protecção, máximo conforto e máxima discrição.

Pensos concebidos especialmente para a mulher que apresenta ligeiras a moderadas perdas de urina. Ideais para situações de perdas derivadas de pequenos esforços como rir, tossir, espirrar ou em casos de infecção urinária.

Agora com o sistema DRY FAST CORE™, absorvem mais depressa, mantendo a pele sempre seca e fresca.



Designação	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Lady Mini Magic	76 10 04	616 77 26	34	10
TENA Lady Ultra Mini Plus	76 18 01	611 93 39	24	6
TENA Lady Mini	76 02 10	668 09 42	20	10
TENA Lady Normal	76 04 06	676 97 37	24	12
TENA Lady Extra	76 05 06	677 80 19	20	12
TENA Lady Super	76 17 03	678 29 61	30	6
TENA Lady Maxi	76 09 06	616 77 34	12	10

# TENA Men

Confortável, Eficaz e Discreto.

Uma perfeita protecção anatómica concebida para homens com ligeiras perdas de urina, conseqüentes por exemplo, de uma intervenção cirúrgica à próstata ou de uma infecção urinária.

Com o sistema DRY FAST CORE™, absorve mais depressa mantendo a pele sempre seca e fresca enquanto o sistema Odour Control™ previne a formação de odores. Este produto permite ser fixado na própria roupa interior e vem em bolsas individuais.



Designação	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Men Level 1	75 06 51	617 49 46	24	6
TENA Men Level 2	75 07 50	677 22 93	20	6

# TENA Pants

Para aproveitar ao máximo o dia e a noite.

O TENA Pants é o primeiro absorvente para incontinência que pode ser manuseado como uma cueca normal. É adequado para incontinência moderada a grave e está indicado para pessoas com grande actividade e mobilidade. É **totalmente RESPIRÁVEL**, diminuindo o risco de irritações.

É macio e discreto como uma cueca e possui 4 graus de absorção: Discreet, Plus, Super e Maxi.



Designação	Tamanho	Cintura	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Pants Discreet	M	75-100	79 21 00	677 43 31	12	8
	L	95-125	79 31 00	677 43 49	10	8
TENA Pants Plus	S	65-85	79 10 02	656 00 94	14	4
	M	80-110	79 11 02	656 01 10	14	4
	L	100-135	79 12 02	656 01 28	14	4
	XL	120-160	79 13 02	678 70 44	12	4
TENA Pants Super	S	65-85	79 10 60	610 99 75	12	4
	M	80-110	79 11 60	678 65 09	12	4
	L	100-135	79 12 60	678 64 91	12	4
TENA Pants Maxi	M	80-110	79 11 70	617 49 53	10	4
	L	100-135	79 12 70	617 49 61	10	4

# TENA Silhouette

A protecção TENA especificamente desenhada para mulheres com moderadas perdas de urina e que querem beneficiar de todo o conforto e discrição de uma roupa interior.



Designação	Tamanho	Cintura	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Silhouette	M	75-100	79 62 08	616 77 00	8	4
	L	95-125	79 63 07	616 77 18	7	4

# TENA Flex

Respirável, fácil de colocar e com máxima absorção.

Conceito de fixação único, com cinto integrado, que vem substituir a fralda tradicional. Única fralda **totalmente RESPIRÁVEL**, permite uma melhor circulação do ar, diminuindo assim o risco de irritações de pele e melhorando o conforto.

“Um estudo científico mostrou uma redução de 40% de feridas de grau 1 e redução de 70% de lesões cutâneas”.



NOVOS Elásticos ComfiStretch™ que seguem os movimentos do corpo.

Designação	Tamanho	Cintura	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Flex Plus	S	61-83	72 31 30	610 95 12	30	3
	M	80-110	72 32 30	678 72 42	30	3
	L	105-125	72 33 30	678 82 16	30	3
	XL	120-150	72 34 30	611 57 58	30	3
TENA Flex Super	S	61-83	72 41 30	616 31 47	30	3
	M	80-110	72 42 30	616 31 54	30	3
	L	105-125	72 43 30	616 31 62	30	3
	XL	120-150	72 44 30	616 31 70	30	3
TENA Flex Maxi	S	61-83	72 51 22	610 95 04	22	3
	M	80-110	72 52 22	610 03 13	22	3
	L	105-125	72 53 22	610 03 05	22	3
	XL	120-150	72 54 21	611 00 72	21	3

\*Estudo Siena 2007 conduzido na Instituição ASP Cidade de Siena, em 97 utentes.

# TENA Slip

Para quem não pode colaborar na mudança da fralda.

TENA Slip é conhecida pelos clientes SCA pela sua capacidade de absorção, fiabilidade e segurança de fixação.

A sua vasta gama oferece segurança contra fugas e elevado conforto aos incontinentes com elevado grau de dependência.



Designação	Tamanho	Cintura	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Slip Plus	XS	49-74	71 30 30	615 40 96	30	3
	S	50-80	71 01 33	678 81 74	30	3
	M	70-110	71 02 33	678 81 66	30	3
	L	100-150	71 03 33	678 81 58	30	3
TENA Slip Super	S	50-80	71 41 28	613 82 71	28	3
	M	70-110	71 42 28	613 82 55	28	3
	L	100-150	71 43 28	613 82 63	28	3
TENA Slip Maxi	S	50-80	71 05 10	616 01 01	24	3
	M	70-110	71 05 11	616 01 19	24	3
	L	100-150	71 53 24	616 01 27	24	3

Publicidade a dispositivos médicos. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização.

# TENA Comfort

A resposta a todas as necessidades de absorção.

A pensar num maior conforto, estes pensos são anatómicos e podem ser colocados pelos próprios utilizadores.

Em função do tipo de incontinência e do momento de aplicação, dia ou noite, TENA Comfort está disponível em 5 graus de absorção.

A sua fixação é feita com uma cueca de rede TENA Fix.



Designação	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Comfort Normal	75 27 00	678 38 03	42	3
TENA Comfort Plus	75 28 50	668 59 17	46	2
TENA Comfort Extra	75 29 50	668 59 25	40	2
TENA Comfort Super	75 80 53	668 51 15	30	2
TENA Comfort Maxi	75 90 56	614 44 77	28	2

# TENA Fix\*

Cuecas elásticas de fixação para maior conforto.

Cuecas elásticas de fixação, com elevada elasticidade, adequadas para manter o TENA Comfort justo ao corpo.

\*em farmácias, oferta 1 cueca p/ saco.

Tamanho	Cintura	Nº Artigo	Unid. Emb.	Emb. Caixa
S	50-75	75 44 00	25	8
M	70-90	75 45 00	25	8
L	85-110	76 46 00	25	8
XL	>100	76 47 00	25	8
XXL	>120	77 48 00	25	8

# TENA Bed

A protecção mais segura.

São resguardos de protecção para camas e cadeiras. A sua superfície é composta por um material macio e muito absorvente.

Existem vários tamanhos adequados às diferentes necessidades.



Designação	Tamanho	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Bed Plus	40x60cm (saco)	77 24 30	676 12 96	30	6
	60x60cm (saco)	77 10 30	676 13 04	30	4
	60x60cm (granel)	77 10 00	611 97 92	120	1
	60x75cm (granel)	77 35 00	611 98 18	90	1
	60x90cm (saco)	77 36 20	676 13 12	20	4
	60x90cm (granel)	77 36 80	611 98 00	80	1
TENA Bond	85x160cm (saco)	78 44 30	676 13 20	25	3

# TENA Bib

A melhor protecção durante as refeições.

Desenhados para proporcionar uma refeição higiénica, os babetes descartáveis com barras adaptáveis, impedem o contacto dos alimentos com a roupa e, devido ao seu material macio, podem ser utilizados como guardanapos no final da refeição.



Designação	Nº Artigo	Cod. CNP	Unid. Emb.	Emb. Caixa
TENA Bib S/M	72 05 11	616 41 86	150	6
TENA Bib M/L	72 06 11	616 41 03	150	6